

# ノーベルガイド 新しい外科用インスツルメント発売

ノーベルテーパード CC インプラントおよびノーベルリプレイス PS インプラントのガイドッド・サージェリーが可能になりました\*

\*ノーベルクリニシャン Ver1.6より対応可



## 新しいインプラントにも対応

ノーベルバイオケアの新しいインプラント「ノーベルテーパード CC & ノーベルリプレイス PS」のガイドッド・サージェリーにも対応可能となりました。治療計画からインプラント埋入まで包括的にサポートします。

## 組織マネージメント

ノーベルバイオケアのすべてのガイドッド・サージェリーに使用可能な新しいガイドッド・マシン用歯肉パンチ①およびスタートドリル②が発売開始となりました。

また、ノーベルバイオケア・テーパード・インプラント対応の新しいカウンターボア③も同時発売になり、より優れた軟組織・硬組織のマネージメントを可能にします。

## 新しいガイドッド・ドリルプロトコール



新しいガイドッド・ドリルプロトコールはスタートドリルを始めに使用し、ガイドッド・カウンターボアは必要に応じて、最後に使用します。より優れた組織マネージメントにフォーカスした新しいガイドッド・ドリルプロトコールはノーベルバイオケアのすべてのガイドッド・サージェリーに適應します。(上記イラストはテーパード・インプラントのドリルプロトコールです。)

※①と③はオプションにて使用

# 新しいノーベルガイド外科用インスツルメント & キット

ノーベルテーパード CC (コニカル・コネクション) およびノーベルリプレイス PS (プラットフォーム・シフティング) インプラント・ガイディッド・サージェリーが可能になりました。

## 新しい外科用インスツルメント

ガイディッド マシン用歯肉パンチ*	NP	RP	WP/6.0 Ø5mm インプラント用	WP/6.0 Ø6mm インプラント用
	37153	37154	37155	37156

\*すべてのインプラントシステムに適用

ガイディッド・スタートドリル*	37152
	37152

\*すべてのインプラントシステムに適用

ガイディッド・カウンターボア・NobRpl*	3.5	4.3	5.0	6.0
	37167	37168	37169	37170

\*テーパード・インプラント (Rpl/NobRpl テーパード、CC、PS・インプラント) 用

ガイディッド・タップ・テーパード*	NP
	37171

\*ノーベルテーパード CC インプラント・NPにタップをご使用の際は、No. 37171の使用が必須です。すべてのテーパード・インプラントに共用です。なお、RP、WP、6.0用のタップは変更ありません。

ガイディッド・インプラントマウント	NP	RP 4.3	RP 5.0	WP
ノーベルテーパード CC用*	37149	37150	37151	-
ノーベルリプレイス PS用	37163	-	37164	37165

\*ノーベルアクティブ・インプラントには使用できません。ノーベルアクティブ用を別途ご購入ください。

ガイディッド・テンプレート・アパットメント	NP	RP 4.3	RP 5.0	WP
ノーベルテーパード CC用*	37157	37158	37159	-
ノーベルリプレイス PS用	37160	-	37161	37162

\*ノーベルアクティブ・インプラントにもご使用頂けます。ノーベルアクティブ用も別品番でございますが、同じデザインとなっております。

## 新しい技工用コンポーネント

ピン付ガイディッド・シリンダー	NP	RP 4.3	RP 5.0	WP
ノーベルテーパード CC用*	37172	37173	37174	-
ノーベルリプレイス PS用	37175	-	37176	37177

\*ノーベルアクティブ・インプラントと共用です。既存のノーベルアクティブ用 (No. 35894, 35895, 35896) は販売終了となります。

## 新しいガイディッド外科用キット

ノーベルリプレイス・テーパード  
ガイディッド外科用ベーシックキット  
No. 37178

NobRpl ガイディッド・インプラント  
インサージョンキット  
No. 37179

NobRpl PS ガイディッド・インプラント  
インサージョンキット  
No. 37180

NobRpl CC ガイディッド・インプラント  
インサージョンキット  
No. 37181

●ベーシックキットはノーベルバイオケア・テーパード・ガイディッド・サージェリーに共用のキットです。インプラント・インサージョンキットは、埋入するインプラントに応じて、選択いただけます。


# ノーベルリプレイス・テーパード・ ガイドッド外科用ベーシック・キット

No.37178

(キットにはNPおよびRPインプラント用のインストゥルメントが含まれます。製品は個別にご購入頂くことも可能です。)

製品名	製品番号
ノーベルリプレイス・テーパード・ ガイドッド・ドリリング・キット・ボックス	36925
ガイドッド・ドリルガイド NP - Ø2mm	32814
ガイドッド・ドリルガイド RP - Ø2mm	32815
ガイドッド・ドリルガイド・テーパード RP - NP	33018
ガイドッド・ドリル・テーパード NP 3.5× (+)8mm	32827
ガイドッド・ドリル・テーパード NP 3.5× (+)10mm	32828
ガイドッド・ドリル・テーパード NP 3.5× (+)11.5mm	36119
ガイドッド・ドリル・テーパード NP 3.5× (+)13mm	32829
ガイドッド・ドリル・テーパード NP 3.5× (+)16mm	32830
ガイドッド・ドリル・テーパード RP 4.3× (+)8mm	32831
ガイドッド・ドリル・テーパード RP 4.3× (+)10mm	32832
ガイドッド・ドリル・テーパード RP 4.3× (+)11.5mm	36120
ガイドッド・ドリル・テーパード RP 4.3× (+)13mm	32833
ガイドッド・ドリル・テーパード RP 4.3× (+)16mm	32834
ガイドッド・デンスボードドリル・テーパード NP 3.5×13mm	32844
ガイドッド・デンスボードドリル・テーパード NP 3.5×16mm	32845
ガイドッド・デンスボードドリル・テーパード RP 4.3×13mm	32847
ガイドッド・デンスボードドリル・テーパード RP 4.3×16mm	32848
ガイドッド・タップ・テーパード NP	37171
ガイドッド・タップ・テーパード RP	32858

製品名	製品番号
ノーベルリプレイス・ガイドッド・アクセス・キット・ボックス	36924
ガイドッド歯肉パンチ NPスリーブ用	37153
ガイドッド歯肉パンチ RPスリーブ用	37154
ガイドッド・アンカーピン Ø1.5mm (キットには3本入り)	30909
手用ドライバー ユニグリップ 28mm	29149
マシンドライバー ユニグリップ 20mm	29151
ゲージニードル	2042
外科用トルクレンチ・リプレイス	28839
補綴用トルクレンチアダプター	29167
タップホルダー・リプレイス	33065
ガイドッド・ドリルガイド用ハンドル	32813
インプラント スリーブホルダー	29543
ノーベルリプレイス・テーパード・ ガイドッド外科用キット・ウォールチャート	37185
ノーベルテーパード・CC・ ガイドッド外科用キット・ウォールチャート	37187
ノーベルリプレイス・PS・ ガイドッド外科用キット・ウォールチャート	37188



(医療機器届出番号:13B1X00052000047)

備考:既存のノーベルリプレイス・テーパード・ガイドッド外科用キット (No.32954) は在庫が無くなり  
しだい、販売終了となります。

## ノーベルリプレイス・ガイドッド・インプラント・インサージョン・キット

No.37179

(キットには下記の製品が含まれます。製品は個別にご購入頂くことも可能です。)

製品名	製品番号
ノーベルリプレイス・ガイドッド・インプラント・インサージョン・キット・ボックス	36926
ガイドッド・インプラントマウント・NobRpl・NP	32864
ガイドッド・インプラントマウント・NobRpl・RP (キットには4本入り)	32866
ガイドッド・テンプレート・アバットメント・NobRpl・NP (スクリュー付)	32803
ガイドッド・テンプレート・アバットメント・NobRpl・RP (スクリュー付) (キットには2本入り)	32805



(医療機器届出番号:13B1X00052000047)

## ノーベルリプレイス・PS・ガイドッド・インプラント・インサージョン・キット

No.37180

(キットには下記の製品が含まれます。製品は個別にご購入頂くことも可能です。)

製品名	製品番号
ノーベルリプレイス・PS・ガイドッド・インプラント・インサージョン・キット・ボックス	37183
ガイドッド・インプラントマウント・NobRpl・PS NP 4.3 (キットには4本入り)	37163
ガイドッド・インプラントマウント・NobRpl・PS RP 5.0 (キットには2本入り)	37164
ガイドッド・テンプレート・アバットメント・NobRpl・PS NP 4.3 (スクリュー付) (キットには2本入り)	37160
ガイドッド・テンプレート・アバットメント・NobRpl・PS RP 5.0 (スクリュー付) (キットには2本入り)	37161



(医療機器届出番号:13B1X00052000047)

## ノーベルリプレイス・CC・ガイドッド・インプラント・インサージョン・キット

No.37181

(キットには下記の製品が含まれます。製品は個別にご購入頂くことも可能です。)

製品名	製品番号
ノーベルリプレイス・CC・ガイドッド・インプラント・インサージョン・キット・ボックス	37184
ガイドッド・インプラントマウント・NobRpl・CC NP 3.5* (キットには2本入り)	37149
ガイドッド・インプラントマウント・NobRpl・CC RP 4.3* (キットには4本入り)	37150
ガイドッド・テンプレート・アバットメント・CC NP 3.5 (スクリュー付) (キットには2本入り)	37157
ガイドッド・テンプレート・アバットメント・CC RP 4.3 (スクリュー付) (キットには2本入り)	37158



(医療機器届出番号:13B1X00052000047)

\*インプラントマウント・NobRpl・CCIは、ノーベルテーパードCCインプラント用です。ノーベルアクティブには使用できません。

製品についてのお問い合わせは、営業またはカスタマーサービスへお問い合わせください。

お問い合わせ先:ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 カスタマーサービス  
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 8F TEL: 03-6717-6191(代表)

MK229 JP 1301© Nobel Biocare Services AG, 2013. All rights reserved. ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および本書で使用されているその他のすべての商標は、別途記載されていない限り、また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺通りではありません。