



お客様各位

平成20年5月

ブローネマルクシステム外科用キット(32302)・リプレイスセレクトストレート外科用キット(32301) 販売開始のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素はノーベル・バイオケア製品へ格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。


さて、この度ブローネマルク外科用キット(29523)及びリプレイスストレート外科用キット(29925)が製造・販売終了となり、各々**ブローネマルク外科用キット(32302)**及び**リプレイスストレート外科用キット(32301)**の新キットへ変更となりました。

尚、新キットボックスには、現行ドリルの個別収納位置が定められておりません。お手数おかけして大変申し訳ございませんが、添付のパウチされました資料図を参考に、ドリル収納スペースへご購入いただいたドリルをご収納いただきますようお願い申し上げます。

また、新キットに含まれるデプスプローブ(32948)は、現ドリルの目盛りよりも1mm短くなっております。下記図をご参照の上、ご確認くださいませ。

今後ともノーベルバイオケア製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具



ご不明な点等がございましたら弊社営業担当者または、カスタマーサービス 03-6717-6191 までお問合せください。

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社
マーケティング本部