

## ノーベルリプレース外科用キット

ノーベルリプレース・テーパード外科用キットおよびノーベルリプレース・ストレート外科用キットの構成を一部変更し、新たに発売いたします。

新しいノーベルリプレース・テーパード外科用キットおよびノーベルリプレース・ストレート外科用キットは、NP (ナロー・プラットフォーム)、RP (レギュラー・プラットフォーム)、WP (ワイド・プラットフォーム) のインプラントドライバー・ショート & ロングをすべて備えております。これに伴い、外科用キットの製品番号と価格が以下の通り変更になります。

なお、旧キットは販売終了となりますので、ご了承ください。

### No.36894 ノーベルリプレース・テーパード外科用キット

キットには下記の製品が含まれます。赤字表記の製品がキットに加わりました。

各製品は個別にご購入頂くことも可能です。


製品名	製品番号
ノーベルリプレース・テーパード外科用キットボックス	36133
チップ付ツイストドリル・テーパード Ø2mm	36117
テーパードドリル NP 3.5 x 8mm	32075
テーパードドリル NP 3.5 x 10mm	29367
テーパードドリル NP 3.5 x 11.5mm	36113
テーパードドリル NP 3.5 x 13mm	29368
テーパードドリル NP 3.5 x 16mm	29369
テーパードドリル RP 4.3 x 8mm	32076
テーパードドリル RP 4.3 x 10mm	29370
テーパードドリル RP 4.3 x 11.5mm	36114
テーパードドリル RP 4.3 x 13mm	29371
テーパードドリル RP 4.3 x 16mm	29372
テーパードドリル WP 5.0 x 8mm	32077
テーパードドリル WP 5.0 x 10mm	29373
テーパードドリル WP 5.0 x 11.5mm	36115
テーパードドリル WP 5.0 x 13mm	29374
テーパードドリル WP 5.0 x 16mm	29375
デンスボンドドリル・テーパード NP 3.5 x 13mm	29377
デンスボンドドリル・テーパード NP 3.5 x 16mm	29378
デンスボンドドリル・テーパード RP 4.3 x 13mm	29380
デンスボンドドリル・テーパード RP 4.3 x 16mm	29381
デンスボンドドリル・テーパード WP 5.0 x 13mm	29383
デンスボンドドリル・テーパード WP 5.0 x 16mm	29384
タップ・テーパード NP	36717*
タップ・テーパード RP	32090
タップ・テーパード WP	32091
外科用トルクレンチ・リプレース	28839
インプラントドライバー・リプレース NP ショート	36124
<b>インプラントドライバー・リプレース NP ロング</b>	36125
インプラントドライバー・リプレース RP ショート	36126
<b>インプラントドライバー・リプレース RP ロング</b>	36127
インプラントドライバー・リプレース WP ショート	36128
<b>インプラントドライバー・リプレース WP ロング</b>	36129
手用ドライバー ユニグリップ 28mm	29149
ドリルエクステンション・シャフト	29164
方向指示棒テーパード NP	32255
方向指示棒テーパード RP	32256
方向指示棒テーパード WP	32257
ゲージニードル	2042
プレジジョンドリル	36118
インプラント/補綴用オーガナイザー	29532
ノーベルリプレース テーパード・ウォールチャート	36716
ノーベルリプレース テーパード・X線テンプレート	36715
インプラントスリーブホルダー	29543

備考: 1. タップ・テーパード NPIは製品番号がNo.32089 → No.36717 に変更になります。

2. Ø6.0用インストゥルメントは別途ご購入ください。



(医療機器届出番号:13B1X00052000011)



# NobelReplace® Surgery Kit Update

## No.37102 ノーベルリプレース・ストレート外科用キット

キットには下記の製品が含まれます。赤字表記の製品がキットに加わりました。各製品は個別にご購入頂くことも可能です。

製品名	製品番号
ノーベルリプレース・ストレート外科用キットボックス	32313
<b>インプラントドライバー・リプレース NP ショート</b>	36124
<b>インプラントドライバー・リプレース NP ロング</b>	36125
インプラントドライバー・リプレース RP ショート	36126
インプラントドライバー・リプレース RP ロング	36127
<b>インプラントドライバー・リプレース WP ショート</b>	36128
<b>インプラントドライバー・リプレース WP ロング</b>	36129
外科用トルクレンチ・リプレース	28839
手用ドライバー ユニグリップ 28mm	29149
ドリルエクステンションシャフト	29164
デブスプローブ	32948
方向指示棒 Ø2/Ø2.4-2.8mm(キットは4本入り)	32112
インプラントスリーブホルダー	29543
インプラント/補綴用オーガナイザー	29532
ノーベルリプレース ストレート ウォールチャート	37104
ノーベルリプレース ストレート/ ノーベルスピーディー リプレース X線テンプレート	33096
<b>リプレースセレクト TC X線テンプレート</b>	71580

備考：上記リストに記載の価格は、1個/1本あたりの税別価格となります。




(医療機器届出番号:13B1X00052000011)




## 新しいインプラントドライバーについてのお知らせ

新しい外科用キットに含まれるインプラントドライバーは、黒いラインが付与されています。このラインはインプラントのロープ位置を示すもので、インプラント埋入時にロープの位置を合わせる目安としてご使用ください。



製品番号		製品名
旧品番	新品番	
31604	36124	インプラントドライバー・リプレース NP ショート
31625	36125	インプラントドライバー・リプレース NP ロング
29508	36126	インプラントドライバー・リプレース RP ショート
29509	36127	インプラントドライバー・リプレース RP ロング
29510	36128	インプラントドライバー・リプレース WP ショート
29511	36129	インプラントドライバー・リプレース WP ロング
29997	36130	インプラントドライバー・リプレース 6.0 ショート
32413	36131	インプラントドライバー・リプレース 6.0 ロング

備考：単品でご購入の場合は、旧製品が無くなり次第、新製品へ切り替わりますので、ご了承ください。



製品についてのお問い合わせは、営業またはカスタマーサービスへお問い合わせください。

お問い合わせ先：ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 カスタマーサービス

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F TEL：03-6717-6191(代表)