

## ノーベルリプレイス PS インプラント

ノーベルリプレイス・シリーズに プラットフォーム・シフティングを採用した新しいインプラント、ノーベルリプレイス PS インプラント が加わります。


連結部にはインターナル・トライ・チャンネル・コネクションが付与され、外科用インスツルメント、ドリリング・プロトコール、補綴用コンポーネントは、ノーベルリプレイス・テーパード・インプラントと共通です。

インプラント頸部の辺縁骨および軟組織の保持が重要な症例において、インプラント選択肢の幅が広がります。



### プラットフォーム・シフティング

自然な審美性を実現するため、プラットフォーム・シフティングを採用しています。



### インターナル・トライ・チャンネル・コネクション

アバットメントの連結を確かな感触で伝えるコネクションは、正確で予知性の高いアバットメント装着を可能にします。

### シンプルなドリリング・プロトコール

ノーベルリプレイス・テーパードと同じ形状のインプラント・ボディーです。使用するインスツルメントもドリリング・プロトコールも共通です。

### 確立し証明されたコンセプト

天然歯根の形状が付与されたテーパード・ボディーは、1回法および2回法の術式のいずれにおいても高い初期固定を実現します。

プラットフォーム	インプラント径	製品番号	製品名
NP	4.3mm	36841	ノーベルリプレイス PS インプラント NP 4.3x8mm
		36842	ノーベルリプレイス PS インプラント NP 4.3x10mm
		36843	ノーベルリプレイス PS インプラント NP 4.3x11.5mm
		36844	ノーベルリプレイス PS インプラント NP 4.3x13mm
		36895	ノーベルリプレイス PS インプラント NP 4.3x16mm
RP	5.0mm	36896	ノーベルリプレイス PS インプラント RP 5.0x8mm
		36897	ノーベルリプレイス PS インプラント RP 5.0x10mm
		36898	ノーベルリプレイス PS インプラント RP 5.0x11.5mm
		36899	ノーベルリプレイス PS インプラント RP 5.0x13mm
		36900	ノーベルリプレイス PS インプラント RP 5.0x16mm
WP	6.0mm	36901	ノーベルリプレイス PS インプラント WP 6.0x8mm
		36902	ノーベルリプレイス PS インプラント WP 6.0x10mm
		36903	ノーベルリプレイス PS インプラント WP 6.0x11.5mm
		36904	ノーベルリプレイス PS インプラント WP 6.0x13mm
		36905	ノーベルリプレイス PS インプラント WP 6.0x16mm

# Overview of new articles — 外科 & 補綴関連 新製品のご紹介 —

## ガイド付ボーンミル & ボーンミルガイド

ノーベルリプレース PS インプラントの発売に伴い、外科および補綴関連の新製品が同時発売になります。

これらの新製品は、既存のノーベルリプレース、リプレースセレクト、ノーベルスピーディー・リプレース・インプラントにもご使用いただけます。

旧製品は、在庫がなくなりしだい販売終了となり、新製品に切り替わりますので、ご了承ください。

プラットフォーム	ボーンミルガイド		ガイド付ボーンミル	
	新	旧	新	旧
NP	新	36608	新	36830
	旧	33506	旧	33501
RP	新	36609	新	36831
	旧	33507	旧	33502
WP	新	36610	新	36832
	旧	33508	旧	33504



**新ボーンミルガイドの特長！**  
 ①本体部分の高さが0.4mm大きい  
 ②マーク入り

**ご注意ください！**

医療機器承認番号：13B1X00052000022

ノーベルリプレース PS インプラントには、必ず新品番のボーンミルガイドをご使用ください。

## NP アバットメントスクリュー & NP アバットメント

ノーベルリプレース PS インプラントは、既存のインターナル・トライ・チャンネル・コネクション用アバットメントをご使用いただけます。

但し、NP アバットメントスクリューおよび下記のNPアバットメントは、必ず新製品をご使用ください。

新発売のNP アバットメントスクリューおよびNPアバットメントは、既存のノーベルリプレース、リプレースセレクト、ノーベルスピーディー・リプレース・インプラントにもご使用いただけます。旧製品は、在庫がなくなり次第販売終了となり、新製品に切り替わりますので、ご了承ください。

製品番号		製品名
新品番	旧品番	
36818	29474	NobRpl アバットメントスクリュー チタン製アバットメント用 NP
36834	29034	NobRpl テンポラリー・アバットメント チタン エンゲージング NP
36835	29035	NobRpl テンポラリー・アバットメント チタン ノンエンゲージ NP
36836	32372	NobRpl エステティック・アバットメント NP 1mm
36824	32376	NobRpl エステティック・アバットメント NP 3mm
36837	32380	NobRpl エステティック・アバットメント 15° NP 1mm
36825	32384	NobRpl エステティック・アバットメント 15° NP 3mm
36823	29476	NobRpl シングルトゥース・アバットメント NP
36828	35962	NobRpl スナッピー・アバットメント 4.0 NP 0.75mm
36829	35966	NobRpl スナッピー・アバットメント 4.0 NP 1.5mm
36826	35798	NobRplスナッピー・アバットメント 5.5 NP 0.75mm
36827	35802	NobRplスナッピー・アバットメント 5.5 NP 1.5mm
36838	29006	NobRpl ゴールドアダプト・アバットメント エンゲージング NP
36839	29007	NobRpl ゴールドアダプト・アバットメント ノンエンゲージングNP
36840	29061	NobRpl ゴールドシリンダーバー インプラントレベル NP

**新製品の特長！**  
 ①カラーコーディング  
 ②強度の改良



医療機器承認番号：21900BZY00047000, 22200BZX00845000, 22200BZX00647000, 22200BZX00845000, 16100BZG00003000, 22100BZX00901000, 21900BZY00072000

**ご注意ください！**

ノーベルリプレース PS インプラントには、必ず新品番のスクリューとアバットメントをご使用ください。

製品についてのお問い合わせは、営業またはカスタマーサービスへお問い合わせください。

お問い合わせ先：ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 カスタマーサービス

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F TEL: 03-6717-6191(代表)