

ノーベルプロセラ アバットメント:コニカル

ワックス(レジン)アップ&スキャニングに必要な関連パーツ

ノーベル・バイオケア社製インプラント以外のアバットメント製作が可能となりました。ワックスアップスリーブにワックスアップまたはレジンアップしたものをスキャナーでスキャニング(読込)致します。

スキャナーをお持ちでない御客様は弊社ホームページの【プロセラ ネットワークラボ】にてスキャナー所有施設を検索いただき、御問合せ下さい(下記アドレス参照)。

<http://www.nobelbiocare.co.jp/business/lab.html>



■材質: Ti (Zrは海外でも製作されておりません)

■対応直径: 4.0ST / 4.5ST / 5.0ST

■必用物品

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 33550: ワックスアップキット コニカル | : ¥36,500 |
| 33554: ワックスアップスリーブ コニカル 4.0 | : ¥1,500 |
| 33555: ワックスアップスリーブ コニカル 4.5/5.0 | : ¥1,500 |
| 33549: アバットメントスクリュー コニカル 4.0/4.5/5.0 | : ¥6,700 |

※

Wax up時に使用する技工用スクリュー は
29293: NobelReplace 技工用スクリュー Implant Level
RP (5個入) ¥4,000でも対応可能です。

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー8F

TEL 03-6717-6191 (代表) FAX 03-6717-6174

ノーベルプロセラ アバットメント:カム

ワックス(レジン)アップ&スキャニングに必要な関連パーツ

ノーベル・バイオケア社製インプラント以外のアバットメント製作が可能となりました。ワックスアップスリーブにワックスアップまたはレジンアップしたものをスキャナーでスキャニング(読込)致します。

スキャナーをお持ちでない御客様は弊社ホームページの【プロセラ ネットワークラボ】にてスキャナー所有施設を検索いただき、御問合せ下さい(下記アドレス参照)。

<http://www.nobelbiocare.co.jp/business/lab.html>



■材質: Zr

■対応直径: 全直径 (3.3 / 3.8 / 4.3 / 5.0 / 6.0)

■必用物品

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 33565: ワックスアップキット カム | : ¥36,500 |
| 33567: ワックスアップスリーブ カム 3.3 | : ¥1,500 |
| 33568: ワックスアップスリーブ カム 3.8 | : ¥1,500 |
| 33569: ワックスアップスリーブ カム 4.3 | : ¥1,500 |
| 33570: ワックスアップスリーブ カム 5.0/6.0 | : ¥1,500 |
| 33561: アバットメントスクリーカム 3.3/3.8 Zr | : ¥6,700 |
| 33753: アバットメントスクリーカム 4.3 Zr | : ¥6,700 |
| 33562: アバットメントスクリーカム 5.0/6.0 Zr | : ¥6,700 |

※

Wax up時に使用する技工用スクリー は
アルタデント(株)より御購入下さい。

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー8F

TEL 03-6717-6191 (代表) FAX 03-6717-6174


ノーベルプロセラ アバットメント:オクタゴン

ワックス(レジン)アップ&スキャニングに必要な関連パーツ

ノーベル・バイオケア社製インプラント以外のアバットメント製作が可能となりました。ワックスアップスリーブにワックスアップまたはレジンアップしたものをスキャナーでスキャニング(読込)致します。

スキャナーをお持ちでない御客様は弊社ホームページの【プロセラ ネットワークラボ】にてスキャナー所有施設を検索いただき、御問合せ下さい(下記アドレス参照)。

<http://www.nobelbiocare.co.jp/business/lab.html>



■材質:Zr & Ti (Ti は現在Swedenにて製作)


■対応直径:RN (レギュラーネックのみ対応)

■必用物品

| | |
|----------------------------|----------|
| 31565:ワックスアップキット オクタゴン | :¥12,700 |
| 31983:ワックスアップスリーブ オクタゴン | :¥1,500 |
| 31984:アバットメントスクリューオクタゴン Ti | :¥6,700 |
| 33616:アバットメントスクリューオクタゴン Zr | :¥6,700 |

※

Wax up時に使用する技工用スクリュー は
29290: Branemark技工用Screw Implant Level
RP(5個入):¥4,000でも対応可能です。



ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー8F

TEL 03-6717-6191 (代表) FAX 03-6717-6174