

## ワックスアップ&スキャニングに必要な関連パーツ

ノーベル・バイオケア社製インプラント以外のアバットメント製作が可能となりました。  
ワックスアップスリーブにワックスアップまたはレジンアップしたものをプロセラ スキャナー  
でスキャニング(読込)致します。

スキャナーをお持ちでない御客様は弊社ホームページの【プロセラ ネットワークラボ】にて  
スキャナー所有施設を検索いただき、御問合せ下さい(下記アドレス参照)。

<http://www.nobelbiocare.co.jp>



■材質: Ti (Zrは海外でも製作されておりません)

■対応直径: 4.0ST / 4.5ST / 5.0ST

### ■必用物品

33550: ワックスアップキット コニカル	: ¥36,500
33554: ワックスアップスリーブ コニカル 4.0	: ¥1,500
33555: ワックスアップスリーブ コニカル 4.5/5.0	: ¥1,500
33549: アバットメントスクリュー コニカル 4.0/4.5/5.0	: ¥6,700

※

Wax up時に使用する技工用スクリュー は  
29293: Nobel Replace 技工用スクリュー Implant Level  
RP (5個入) ¥4,000でも対応可能です。

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー8F

TEL 03-6717-6191 (代表) FAX 03-6717-6174