

新製品のご案内

ノーベル プロセラ・ジェニオン
NobelProcera™ GENION

ノーベル プロセラ・ソフトウェア
Ver.4.0



新スキャナー
ノーベル プロセラ・ジェニオン
届出番号：13B1X00052000040



新ソフトウェア
ノーベルプロセラ ソフトウェアVer.4.0

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社（本社：品川）は、この度、ノーベル プロセラの新スキャナーおよび新ソフトウェアを発売開始いたします。スキャナー：ノーベル プロセラ・ジェニオンは、オプティカルスキャニング機能を搭載した、ノーベルバイオケア初の非接触型スキャナーで、スキャニング精度の向上や、複雑な構造体のスキャニングを可能とし、様々な面で従来品と比較して性能が優れた製品です。歯科技工に精通した、第一線で活躍する技工士により設計され、とても使いやすい機能を搭載しています。このスキャナーには、従来品よりバージョンアップされたCADソフトウェア・パッケージが付属しています。このソフトウェアパッケージは視覚ガイド付き設計ツール、アナトミカル・トゥース・ライブラリー、およびほとんどのフレームワークに対応するオートカットバック、オートマージン機能など便利なツールが備わっており、わかりやすい操作で補綴物の優れたデザインデータ化ができます。この2つの新製品を通じて、日々の技工作業の効率アップ、作製物の品質向上に大きく貢献することを目指します。詳細情報については、弊社にお問い合わせ下さい。

【対応製品】

クラウン/アバットメント(CADのみ)
ブリッジ※/ラミネート※/インプラントブリッジ※

※開始時期未定(2009年9月現在)

【販売開始】

2009年9月

ノーベル プロセラ・ジェニオン

幅 : 451mm
奥行 : 408mm
高さ : 403mm
重量 : 22kg
定価 : 630万円 (新ソフトウェアを含む)

ノーベル プロセラ・ソフトウェア Ver.4.0

<主な新搭載機能>

- 視覚ガイド付き設計ツール
- アナトミカル・トゥース・ライブラリー
- オートカットバック
- オートマージン 等

*現時点ではソフトウェアのみの販売はいたしておりません。

プレス問合せ先:

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F

マーケティング部 広報担当 小野寺美穂 03-6717-6185 miho.onodera@nobelbiocare.com