


プラスチックコーピング関連

スナッピーアバットメント用	エステティックアバットメント用
 <p>ヒーリングキャップ ポリスルホン製</p>	 <p>プラスチック テンポラリーコーピング Burn Outタイプ (ポリカーボネート製)</p>
 <p>プラスチック テンポラリーコーピング (エンゲージ&ノンエンゲージ) Burn Outタイプ (ポリカーボネート製)</p>	 <p>プラスチック テンポラリーコーピング Burn Outタイプ (ポリカーボネート製)</p>

スナッピーアバットメント用プラスチックコーピングについて



スナッピーアバットメント用
プラスチックコーピング エンゲージ
(ポリカーボネート製)

スナッピーアバットメント

スナッピーアバットメント
レプリカ



<それぞれ装着したところ>

※プラスチックコーピングは、
バーンアウトタイプですので、焼却可能！
精度の高いWax Upにお勧めです。