

## ノーベル ロケーター・アバットメント

ノーベルバイオケアのオーバーデンチャー・ソリューションにロケーター・アバットメントが加わります。

ロケーター・アバットメントは、操作性、耐久性に優れ、高さのバリエーションが豊富なため、歯肉の厚さに合わせたアバットメントの選択が可能です。


また、インプラント間の角度は40°までの場合に使用できます。

義歯に装着するリテンションディスクは維持力に合わせて5種類ございます。




### エクスターナル・ヘキサゴン・コネクション用 (ブローネマルク)

製品番号	製品名
REF08105	ロケーターアバットメント Bmk NP 0.73mm
REF08681	ロケーターアバットメント Bmk RP 0.73mm
REF08825	ロケーターアバットメント Bmk WP 1.1mm
REF08106	ロケーターアバットメント Bmk NP 2.0mm
REF08682	ロケーターアバットメント Bmk RP 2.0mm
REF08826	ロケーターアバットメント Bmk WP 2.0mm
REF08107	ロケーターアバットメント Bmk NP 3.0mm
REF08683	ロケーターアバットメント Bmk RP 3.0mm
REF08827	ロケーターアバットメント Bmk WP 3.0mm
REF08108	ロケーターアバットメント Bmk NP 4.0mm
REF08684	ロケーターアバットメント Bmk RP 4.0mm
REF08828	ロケーターアバットメント Bmk WP 4.0mm
REF08109	ロケーターアバットメント Bmk NP 5.0mm
REF08685	ロケーターアバットメント Bmk RP 5.0mm
REF08829	ロケーターアバットメント Bmk WP 5.0mm
REF08696	ロケーターアバットメント Bmk RP 6.0mm



### インターナル・トライ・チャンネル・コネクション用 (ノーベルリプレイス)

製品番号	製品名
REF08756	ロケーターアバットメント RplSel NP 0mm
REF08761	ロケーターアバットメント RplSel RP 0mm
REF08757	ロケーターアバットメント RplSel NP 1.0mm
REF08762	ロケーターアバットメント RplSel RP 1.0mm
REF08766	ロケーターアバットメント RplSel WP 1.0mm
REF08758	ロケーターアバットメント RplSel NP 2.0mm
REF08763	ロケーターアバットメント RplSel RP 2.0mm
REF08767	ロケーターアバットメント RplSel WP 2.0mm
REF08759	ロケーターアバットメント RplSel NP 3.0mm
REF08764	ロケーターアバットメント RplSel RP 3.0mm
REF08768	ロケーターアバットメント RplSel WP 3.0mm
REF08760	ロケーターアバットメント RplSel NP 4.0mm
REF08765	ロケーターアバットメント RplSel RP 4.0mm
REF08769	ロケーターアバットメント RplSel WP 4.0mm
REF08734	ロケーターアバットメント RplSel NP 5.0mm
REF08753	ロケーターアバットメント RplSel RP 5.0mm
REF08770	ロケーターアバットメント RplSel WP 5.0mm
REF08735	ロケーターアバットメント RplSel NP 6.0mm
REF08754	ロケーターアバットメント RplSel RP 6.0mm



ノーベルアクティブ用はございませんので、ご了承ください。

# Locator tools and component

## インストルメント

製品番号	製品名
REF08393	ロケータ コアツール
REF08397	ロケータ コアツール メール リムーバルツール
REF08390	ロケータ コアツール アバットメントドライバー
REF08913	ロケータ ラッチタイプトルクレンチドライバー (23mm)
REF08914	ロケータ ラッチタイプトルクレンチドライバー (29mm)
REF08517	ロケータ 平行ポスト(4個入)
REF09530	ロケータ アングルガイド

(医療機器届出番号: 13B1X00052000044)

### ロケータ コアツール

3ピース 構造



メール リムーバル  
ツール

メールシーティング  
ツール

アバットメント  
ドライバー

備考: リムーバルツールおよびアバットメントドライバーは単品での販売が可能です。



ラッチタイプトルクレンチ ドライバー



平行ポスト



アングルガイド



フィメール アナログ

## アナログ(レプリカ)

製品番号	製品名
REF08516	ロケータ フィメールアナログ Ø 5mm (4個入)
REF08516-20	ロケータ フィメールアナログ Ø 5mm (20個入)
REF08530	ロケータ フィメールアナログ Ø 4mm (4個入)
REF08530-20	ロケータ フィメールアナログ Ø 4mm (20個入)

(医療機器届出番号: 13B1X00052000044)

## ロケータ・メール

製品番号	製品名
REF08515	プロセッシングディスク (ブラック)(4個入)
REF08515-20	プロセッシングディスク (ブラック)(20個入)
REF08524	ロケータ リテンションディスク (クリアー)(4個入)
REF08524-20	ロケータ リテンションディスク (クリアー)(20個入)
REF08527	ロケータ リテンションディスク (ピンク)(4個入)
REF08527-20	ロケータ リテンションディスク (ピンク)(20個入)
REF08529	ロケータ リテンションディスク (ブルー)(4個入)
REF08529-20	ロケータ リテンションディスク (ブルー)(20個入)
REF08547	ロケータ リテンションディスク (グリーン)(4個入)
REF08547-20	ロケータ リテンションディスク (グリーン)(20個入)
REF08548	ロケータ リテンションディスク (レッド)(4個入)
REF08548-20	ロケータ リテンションディスク (レッド)(20個入)

(医療機器認証番号: 223AGBZX00003000)

維持力(キログラム)	インプラント埋入角度
クリアー ... 2.3 kg	0° ~ 10°
ピンク ... 1.4 kg	
ブルー ... 0.7 kg	
グリーン ... 1.8 kg	10° ~ 20°
レッド ... 0.5 kg	

インプラント埋入角度が0°~10°  
(インプラント相互間の角度が0°~20°)  
→クリアー、ピンク、ブルーを使用

インプラント埋入角度が10°~20°  
(インプラント相互間の角度が20°~40°)  
→グリーン、レッドを使用

リテンションディスクは維持力によって、色が異なります

## プロセッシング

製品番号	製品名
REF08505	印象用コーピング ロケータ (4個入)
REF08505-20	印象用コーピング ロケータ (20個入)
REF08514	ロケータ ブロックアウトスペーサー (20個入)
REF08519-10	プロセッシングキャップ (10個入)
REF08519-2	プロセッシングキャップ (2個入)

(医療機器認証番号: 223AGBZX00003000 / 医療機器届出番号: 13B1X00052000044)



印象用コーピング  
ロケータ



プロセッシング  
キャップ

製品についてのお問い合わせは、営業またはカスタマーサービスへお問い合わせください。

お問い合わせ先: ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 カスタマーサービス

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F TEL: 03-6717-6191(代表)